



NIKKEN[®]
Discover it. Live it. Share it.

KenkoTherm

DUK[™] TAPE

BANDE CINÉTIQUE À SOUS-COUCHE DYNAMIQUE



Poignet



Coude



Épaule



Cou



Dos



Chevilles

KenkoTherm DUK Tape soulage les muscles et articulations stressés et encourage une plus grande liberté de mouvement. Quand vous faites du sport — ou que vous vous détendez — n'oubliez pas DUK.

IMPORTANT – À LIRE AVANT L'APPLICATION :

Ne serrez pas la bande plus que le confort ne l'exige – une telle utilisation peut provoquer une tension excessive ou une blessure. La bande n'est conçue que pour l'utilisation prévue et de la manière indiquée ; toute utilisation sur d'autres parties du corps ou d'une manière incohérente avec les instructions n'est pas recommandée, peut provoquer une blessure et est à vos propres risques. Arrêtez l'utilisation si le produit provoque une douleur, une rougeur ou une irritation. Les instructions d'utilisation proposées ici sont prévues pour les applications courantes. Si vous avez un doute quant à votre utilisation spécifique, veuillez consulter un entraîneur sportif ou un professionnel du conseil athlétique pour plus de conseils. Ce produit n'a pas pour vocation de remplacer un traitement médical.

Faites un essai sur la zone d'application prévue avec un petit morceau de bande pour voir la réaction de votre peau à la bande DUK.

Arrêtez l'utilisation si le produit provoque une douleur, une rougeur ou une irritation et consultez votre médecin généraliste. Conserver hors de la portée des enfants.

CONSIGNES D'UTILISATION

Coupez pour obtenir la taille souhaitée. Pour de meilleurs résultats, l'adhésion est meilleure si les coins sont taillés (retirés) comme sur les illustrations. La bande peut être appliquée sans tension ou peut être légèrement étirée pour un meilleur soutien. Appliquez les morceaux découpés dans l'ordre indiqué par les numéros. Assurez-vous que la peau soit sèche et propre avant l'application.

4065 KENKOTHERM[®] DUK[™] TAPE (5cm x 2.5m)